



Handleiding

Vlinder D2R2

Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Vlinder. U heeft hiermee gekozen voor een hoogwaardig en innovatief product. De handleiding en de bijgevoegde veiligheidsinstructies maken onderdeel uit van dit product en bevatten belangrijke aanwijzingen voor veiligheid en gebruik. Neem voordat u de Vlinder gaat gebruiken de tijd om deze goed door te lezen. Uitgebreide informatie over het gebruik van de Vlinder vindt u ook op onze website www.vlinderalarm.com.

Funcities

- 
Alarm
 In geval van nood wordt door de alarmknop in te drukken contact gezocht met de volgers en eventueel alarmdiensten.
- 
Lokaliseren
 De volger kan de Vlinder via GPS lokaliseren via de bijbehorende Loox app.
- 
Goedemorgen alarm
 Iedere ochtend detecteert de Vlinder beweging voor een teken van leven.
- 
Dwaaldetectie
 In de Loox app kunnen veilige gebieden worden aangegeven. Indien de gebruiker het veilige gebied verlaat, ontvangt de volger bericht.
- 
Medicatiememo
 Met de Loox app kan worden ingesteld wanneer medicatie moet worden ingenomen. De Vlinder geeft op het gekozen tijdstip een melding.
- 
Draadloos laden
 Met een slim laadstation wordt de Vlinder opgeladen.
- 
Oproepen
 Via de Vlinder kan een spreek-luister verbinding gestart worden met een gewenste volger.

** Let op! Het bellen naar de Vlinder gaat via een internationale provider in Zweden en kost in Europa gemiddeld 21 cent per minuut. De exacte kosten zijn afhankelijk van uw eigen locatie en provider en de duur van het telefonisch contact. De provider in Zweden garandeert ons wereldwijde dekking voor in- en uitbellen en is provider onafhankelijk.

Funcities op de Vlinder

We hebben de Vlinder zo simpel mogelijk gehouden zodat iedereen met de Vlinder overweg kan. Zie voor meer uitleg van de funcities www.vlinderalarm.nl/functions.



Display

De onderstaande pictogrammen kunnen in het display van de Vlinder verschijnen.



Contactverzoek. Druk op de drie streepjes en de contacten verschijnen op het scherm. Door op het portret te tikken vraagt u de volger om een spreek-luisterverbinding te starten. Let op! Hieraan zijn voor de volger kosten verbonden.

Laadstation

De Vlinder kan simpel worden opgeladen door hem in het laadstation te leggen. We adviseren het laadstation op het nachtkastje te plaatsen en de Vlinder iedere nacht op te laden.

- 1 Neem het laadstation met de transparante standaard uit de doos. Schuif deze zoals hieronder afgebeeld in elkaar, (let goed op de positie van de standaard) de standaard door de voorkant van het laadstation naar achteren steken. Het opstaande randje moet omhoog wijzen.



- 2 Zet de stekker met de brede aansluiting aan de kabel en steek de smalle aansluiting in het laadstation. Sluit aan op de netvoeding.



Licht aan. Beweeg uw hand over het logo om de verlichting te activeren.

Opladen. Leg de Vlinder met het display naar voren en de rode en groene knop omhoog in het laadstation. Hij gaat dan automatisch laden.

Beeldscherm. Het scherm draait automatisch 90° als de Vlinder in het laadstation wordt gelegd.

** Het opladen van de Vlinder via het laadstation duurt maximaal 6 uur. Voor snelladen kunt u de meegeleverde kabel ook direct op de Vlinder aansluiten. Het opladen duurt dan maximaal 3 uur.

Vlinder

- 3 Verwijder de folie van het scherm.
- 4 Haal het halskoord uit de verpakking. Deze heeft aan weerszijdes een magnetische sluiting die open gaat, mocht u onverhoopt blijven haken. U kunt het halskoord nu met de korte kant van de sluiting door de Vlinder rijgen en daarna deze met het magnetische slotje simpel weer sluiten.
- 5 Om de Vlinder op te starten houdt u de rode knop net zolang ingedrukt tot het beeldscherm aangaat. Het ophalen van de eerste locatie en gegevens kan enkele minuten duren! U kunt vast verder gaan met stap 6.



** Mocht u de Vlinder helemaal willen uitzetten dan kan dat door op de knop met "O" te drukken, zodat de QR-code verschijnt. Druk dan de groene en rode knoppen beide tegelijk in en houd vast. De Vlinder laat zien dat hij wordt uitgeschakeld.

Loox app koppeling

- 6 Om de Vlinder in te kunnen stellen moet de Loox app op de telefoon van de volger(s) worden gedownload. De app is te vinden in de app store of Google play door te zoeken naar 'Loox'.
- 7 Maak uw profiel aan door de instructies in de app te volgen. Meer uitleg over de Loox app kunt u vinden op www.loox.me.
- 8 Ga in de Loox app naar uw contacten  en selecteer "vrienden toevoegen", zoals hieronder is afgebeeld. In de app zit een QR-code scanfunctie. Deze kunt u activeren door in de bovenste balk op het QR-code icoontje te tikken en daarna op de groene balk met 'open QR-code scanner' eronder.
- 9 Scan nu de QR-code die op het beeldscherm van de Vlinder staat afgebeeld door het vlak met de groene rand boven de QR-code van de Vlinder te houden.
Als u geen QR code op de Vlinder ziet, druk dan op de knop met het teken "O" onder het beeldscherm van de Vlinder.



** Let op! Voor het goed functioneren van de Loox app is het noodzakelijk dat u de laatste versie van uw gebruikerssysteem heeft gedownload en locatievoorzieningen aanzet. De Loox app draait het best vanaf iOS 8.0 en Android 4.0.2. Lagere versies worden ondersteund, maar kunnen mogelijk minder goed werken.

Funcities instellen

De functies op de Vlinder kunnen alleen via de Loox app worden ingesteld. Open daarvoor de app en ga naar de 'vrienden' pagina. Tik op Vlinder en onderstaande pagina verschijnt.

lokalisieren.

Dit is de QR-code van de Vlinder. Zo kunt u ook andere mensen laten koppelen.

Voor een betere locatiebepaling koppelt u met een wifi-netwerk waar de Vlinder zich het meest bevindt.

De Vlinder detecteert beweging voor een teken van leven.

De Vlinder geeft een herinnering wanneer medicatie genomen moet worden.

Vlinder bellen.

Berichten overzicht.

Bij de persoonlijke informatie kiest u de gewenste taal en kunt u desgewenst een profielfoto en naam van de gebruiker toevoegen.

Als u voor de optie dwaaldetectie heeft gekozen, kunt u hier de locatie instellen. U ontvangt een notificatie wanneer de Vlinder bij deze locatie arriveert of verlaat.

QR-CODE

PERSOONLIJKE INFORMATIE

WIFI INSTELLINGEN

DWAALDETECTIE

GOEDEMORGEN ALARM

MEDICATIE MEMO

** Uitvoering informatie over functies van de Vlinder kunt u vinden op www.vlinderalarm.com/functions.

Onderhoud

De Vlinder en het station kunnen het best worden schoongemaakt met een zachte, niet pluizende doek. Gebruik een niet te vochtige doek om het binnendringen van water in het apparaat te voorkomen. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen.

Garantie en reparatie

U heeft 24 maanden garantie op de Vlinder. Heeft uw Vlinder een defect dat aangemerkt kan worden als fabrieksfout? Neem dan contact op met de partij waar u de Vlinder heeft gekocht. Heeft u de Vlinder via onze webshop gekocht? Neem dan contact met ons op. Zie onze algemene voorwaarden op www.vlinderalarm.com wat er precies onder de garantie valt. Is de Vlinder defect en valt het buiten de garantie, neem dan rechtstreeks contact op met Watcher Enterprises.

Als u vragen heeft over de Vlinder of de Loox app die u niet onze website kunt vinden, neem dan contact met ons op via de klantenservice: support@vlinderalarm.com.

Uniek ID van Vlinder

Ontworpen door Watcherenterprises B.V in Nederland. Geassembleerd in China.

Watcherenterprises B.V., Rombout Hogerbeetsstraat 109-36, 1052 VW Amsterdam, Nederland | Tel +31 20 776 1799

Ga naar www.vlinderalarm.com voor een online-exemplaar van de verklaring van conformiteit voor de Europese Unie.

FCC ID: 2AGTLD2R2

