



HUMANTECHNIK

RadioLight DIR

D

Bedienungsanleitung

Seite 2

GB

Operating Instructions

Page 12

F

Mode d'emploi

Page 22

NL

Gebruiksaanwijzing

Pagina 32

I

Istruzioni per l'uso


Pagina 42

E

Instrucciones de servicio

Página 52

Anschluss des RadioLight DIR Senders




Die Lautstärkeeinstellung des TV, HiFi, CD usw. sollte auf mindestens 1/3 eingestellt werden.

2



Vor Inbetriebnahme müssen die Akkus 14 Stunden geladen werden.
Bitte verwenden Sie nur die Original-Akkus!

Im Standard-Lieferumfang sind zwei Akkus und eine Ladeschacht-Abdeckung (Dummy) enthalten.



3

Funkreichweite

Die Reichweite der Funksignale der Sender ist auf 80 m unter optimalen Bedingungen ausgelegt.

Mögliche Ursachen für eine verminderte Reichweite können sein:


- Bebauung oder Vegetation.
- Störstrahlungen von Bildschirmen und Mobiltelefonen, diese können sogar ein Aussetzen des Empfängers auslösen.

- Der Abstand des Senders zu strahlenreflektierenden Flächen wie Böden und Wänden ist ungünstig gewählt, so dass sich Signalwelle und reflektierte Welle gegenseitig schwächen oder sogar auslöschen.
- Metallische Gegenstände verkürzen die Reichweite durch metallische Abschirmung.
- Besonders in städtischen Gebieten gibt es viele Strahlungsquellen, die das Ursprungssignal verfälschen können.
- Geräte mit ähnlichen Arbeitsfrequenzen und geringem Abstand können sich ebenfalls gegenseitig stören.

4


Kanalwahlschalter


Mit dem Kanalwahlschalter kann die Arbeitsfrequenz des Senders verändert werden. Kommt es z.B. auf Kanal A zu Störungen, kann auf einen anderen Kanal gewechselt werden.



Anmerkung: Wird am Sender ein anderer Kanal eingestellt, muss am Kinnbügelempfänger die Auto-Tune Taste gedrückt werden.

Mit der **Auto-Tune Taste** (Rückseite des Empfängers) stellt sich der Kinnbügelempfänger optimal auf den Sender ein. Die Taste sollte bei schlechter werdendem Empfang betätigt werden.



5

Lautstärkeregler

Lautstärke-Einstellung am Kinnbügelempfänger.

Kein Ein/Ausschalter!


Der Kinnbügelempfänger schaltet sich beim Aufsetzen automatisch ein.

6

Akkutausch

Bei nachlassender Empfangsqualität oder Verzerrungen sollte der Akku gegen einen frisch aufgeladenen Akku ausgetauscht werden.

Achtung: Akku nicht mit Gewalt oder verdreht einsetzen!

**7**


Reinigen des Kinnbügels

Die Ohrpasstücke müssen bei Verschmutzung gereinigt oder ausgetauscht werden.

Verwenden Sie hierzu das als Sonderzubehör angebotene Hygienic-SET (Best.-Nr. A-4982-0).

8

Bitte beachten Sie beim Gebrauch der Anlage die nachstehenden Hinweise:



Bitte nur mit einem weichen, sauberem, leicht feuchten Tuch reinigen. Bei Verschmutzung der Hygiene-Abdeckungen sollten diese ausgetauscht werden.

Produktschäden, hervorgerufen durch unsachgemäße Behandlung sowie Störungen durch starke Verschmutzung, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Wichtige Hinweise

Das Gerät ist nicht gegen Spritzwasser geschützt. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen, auf das Gerät. Ebenfalls dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|--|
| Modulationsverfahren | FM |
| Arbeitsfrequenzen | Kanal A: 863,5 MHz Kanal B: 864,0 MHz Kanal C: 864,5 MHz |
| Tonfrequenz-Übertragungsbereich | 15 - 20000 Hz |
| Klirrfaktor | < 1 % |
| Störabstand | typ. 60 dB |
| Akku-Ladezeit | ca. 14 h |

Kinnbügelempfänger:

| | |
|---------------------|-------------|
| Betriebszeit | ca. 3 h |
| Maximale Lautstärke | ca. 120 dBA |
| Gewicht | 47 g |

Sender:

| | |
|----------------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme | ca. 3.6 VA |
| Stromversorgung, Sender | 12 Volt DC |
| Stromversorgung, Netzgerät | 230 Volt 50 Hz |
| Gewicht | ca. 200 g |

Technische Änderungen vorbehalten.

| Symptom | Ursache | Abhilfe |
|---|--|---|
| Ladekontrolllampen leuchten nicht - trotz eingesetzten Akkus in den Ladestationen des Senders. | Sender ist ohne Strom vom Netzgerät. | Kontrollieren Sie, ob das Netzgerät an der Haussteckdose und am Stecker angeschlossen ist und ob die Steckdose in Ordnung ist. |
| Ladekontrolllampe leuchtet nicht - trotz auf der gleichen Seite eingesetzten Akkus. | Kein Kontakt zwischen Akku-Einsatz und Ladestation im Sender. | Akkus richtig und vollständig im Sender einsetzen. |
| Mittlere Ladekontrolllampe leuchtet nicht - trotz eingesetztem Kinnbügелеmpfänger in der Ladestation. | Kein Kontakt zwischen Akku-Einsatz im Kinnbügелеmpfänger und der Ladestation im Sender. | Kinnbügелеmpfänger seitlich richtig und vollständig im Sender und der Ladestation einsetzen . |
| | Im Kinnbügелеinsatz ist kein Akku-Einsatz eingelegt. | Akku-Einsatz im Kinnbügелеmpfänger einsetzen. |
| Kinnbügелеmpfänger funktioniert nicht - keine Tonübertragung. | Sender ist am Fernsehgerät oder an der HiFi-Anlage nicht oder nicht korrekt angeschlossen. Fernsehgerät oder HiFi-Anlage ist nicht eingeschaltet. | Überprüfen Sie die Kabel und Steckverbindungen zwischen Sender und Fernseh- oder HiFi-Gerät. Überprüfen Sie mit Hilfe der Bedienungsanleitung des Fernseh- oder HiFi-Gerätes, ob der Kopfhörerausgang korrekt geschaltet ist. |

| Symptom | Ursache | Abhilfe |
|--|--|---|
| Kinnbügelempfänger funktioniert nicht - keine Tonübertragung. | Kein Akku-Einsatz im Kinnbügelempfänger. | Akku-Einsatz in Kinnbügelempfänger einsetzen. |
| | Akku-Einsatz im Kinnbügelempfänger ist leer oder nicht aufgeladen. | Akku-Einsatz laden oder voll geladenen Akku-Einsatz einsetzen. |
| Die Tonübertragung ist schlecht, rauscht oder ist gestört. | Zu weit vom Sender entfernt. | Kinnbügelempfänger näher zum Sender ausrichten. |
| | Bei 100 Hz Fernsehgeräten kann es zu Störungen kommen wenn der RadioLight Sender auf dem Fernsehgerät platziert ist. | Achten Sie darauf, dass der RadioLight Sender nicht auf das Fernsehgerät gestellt wird. |
| Die Tonübertragung wirkt verzerrt und unklar oder gestört. | Die Akku-Einsatzenergie ist nahezu aufgebraucht. | Akku-Einsatz laden oder voll geladenen Akku-Einsatz einsetzen. |
| Die Energie des Akku-Einsatzes reicht nur noch für kurze Zeit. | Akku-Einsatz ist nicht voll aufgeladen oder zu alt, deshalb nicht mehr betriebsfähig. | Akku-Einsatz laden oder voll geladenen, bzw. neuen voll geladenen Akku-Einsatz einsetzen. |



Entsorgung

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Garantie


Das Gerät weist eine hohe Betriebssicherheit auf. Sollten trotz sachgerechter Bedienung Störungen auftreten, setzen Sie sich bitte mit ihrem Fachhändler in Verbindung oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller.

Die Garantieleistung umfasst die kostenlose Reparatur sowie den kostenlosen Rückversand. Voraussetzung dafür ist das Einschicken in der Originalverpackung, werfen Sie diese also nicht weg.

Die Garantie verfällt bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Reparaturversuchen von nicht autorisierten Personen (Zerstörung des Gerätesiegels) herbeigeführt wurden. Garantiereparaturen werden nur bei Einsendung der ausgefüllten Garantiekarte und einer Kopie der Rechnung/Kassenbeleg des Fachhändlers durchgeführt.

Die Gerätenummer muss in jedem Fall mit angegeben werden.

Assembling the *RadioLight* DIR transmitter




The volume adjustment of the TV, HiFi, CD should be set to a comfortable listening level for other members of the household.

2



When you first charge the battery packs for the headset receiver let them charge for at least 14 hours. Only use original battery packs.

The package includes two battery packs and one dummy.



3

Radio range

The transmitter is designed to have a radio signal range of 80 metres under optimum conditions.

The following conditions may result in a reduced range:


- Signal transmission through building structures or vegetation
- Interference from TVs, computer monitors and mobile phones. Under certain circumstances, this may prevent the receiver from functioning at all.

- Positioning of the transmitter at an unfavourable distance from surfaces which reflect radio waves, for example floors and walls. This may lead to the signal wave being weakened or even cancelled out by the reflected wave.
- Metallic objects reduce the range due to the shielding effect of the metal.
- Particularly in towns and cities, there may be many other sources of radio waves which can disrupt the original signal.
- Having units operating at similar frequencies located close to one another may also result in mutual interference.

4


Channel selector

With the channel selector you can change the frequency of the transmitter. If channel A is distorted you can change to another channel.




Note: If you change the channel please press the Auto-Tune button of the receiver.

By pressing the **Auto-tune button** (backside of receiver) the receiver adjusts itself optimally to the transmitter. The Auto-tune button should be pressed when the sound quality becomes badly distorted.



5



Volume adjustment

Volume adjustment of the receiver.

There is no ON/OFF switch.


The receiver automatically switches on when worn.

6

Battery pack replace

If the sound quality of the receiver becomes noisy and distorted you should replace the battery pack with a charged one or charge the receiver, including battery, in its cradle.

Warning: do not force the battery pack into the charger or receiver.



7


Maintenance of the headset receiver

The ear pieces have to be cleaned or exchanged if dirty.

Please use for this the hygienic-set (order no. A-4982-0) which is available as a special accessory.

8

Please note the following informations:



If the system needs cleaning **ONLY** use a soft damp cloth.
If the ear pieces become damaged they should be replaced.

The product warranty does not cover normal wear or damage resulting from misuse, neglect, improper storage, accident, unauthorised repair or alteration.

Important Notice

This product is **not** protected against splash water. Do not place any containers filled with water, such as flower vases, or anything with an open flame, such as a lit candle, on or near the product.

Technical data:

| | |
|-----------------------|--|
| Modulation frequency | FM Channel A: 863,5 MHz Channel B: 864,0 MHz Channel C: 864,5 MHz |
| Frequency response | 15 - 20000 Hz |
| Distortion | < 1 % |
| Noise level | typ. 60 dB |
| Battery charging time | approx. 14 h |

Headset receiver:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Operating time per charge | approx. 6 h |
| Maximum volume SPL | approx. 120 dBA |
| Weight | 47 g |

Transmitter:

| | |
|-------------------|----------------|
| Power consumption | approx. 3.6 VA |
| Operating voltage | 12 Volt DC |
| Supply voltage | 230 Volt 50 Hz |
| Weight | approx. 200 g |

Technical specifications subject to change without notice.

| Symptom | Cause | Solution |
|--|---|--|
| Recharging control lights. Don't light up when batteries are placed into the battery compartments properly. | Transmitter not connected to the power adapter or no power supply. | Make sure that the power adaptor is connected to the mains power socket and to the transmitter. |
| Recharging control light does not light up on the same side of the transmitter where a battery is inserted. | No contact has been made between the battery and the recharging contacts of the compartment of the transmitter. | The battery has not been correctly and completely inserted into the battery compartment. |
| The middle recharger control light does not light up despite having the receiver placed into its compartment in the transmitter. | No contact has been made between the battery in the receiver and the recharging contacts of the compartment in the transmitter. | The receiver has not been properly placed into the compartment. Make sure it is facing in the correct direction. |
| | There is no battery inserted into the receiver. | Insert a battery into the receiver. |
| Receiver doesn't work. No audio signals being received. | The transmitter is not correctly connected to the TV or HI-FI audio output. | Please check and make sure the audio connection cables to the TV or HI-FI are properly and correctly connected. |
| | Your TV or HI-FI equipment is not turned on. | Please read through the owner's manual for your TV or HI-FI equipment to make sure if the output for headphone or line output is connected and it does work correctly. |

| Symptom | Cause | Solution |
|--|--|--|
| Receiver doesn't work. No audio signals being received. | No battery is inserted into the receiver. | Insert a battery into the receiver. |
| | Battery is discharged | Replace battery with a fully charged one. |
| The audio transmission is of poor quality, noisy, distorted, unclear or no audio signals being received. | You are too far away with your receiver from the transmitter. | Make sure you are not located too far away from your transmitter. |
| | If using a 100 Hz television and the RadioLight transmitter is placed on top of it the sound may become distorted in the receiver headset. | Move the RadioLight transmitter to a position where the distortion does not occur. |
| Battery pack no longer gives the expected operating time per charge. | Battery is discharged | Replace battery with a fully charged one. |
| | Battery pack is not fully charged. | Recharge the battery for the correct time. |
| | Battery pack has reached its recharging limit. | Replace battery pack with a new one. |



Disposal

Disposal of used electric and electronic units (applicable in the countries of the European Union and other European countries with a separate collection system).

The symbol on the product or the packaging indicates that this product is not to be handled as ordinary household waste but has to be returned to a collecting point for the recycling of electric and electronic units.

You protect the environment and health of your fellow men by the correct disposal of this products. Environment and health are endangered by a faulty disposal. Material recycling helps to reduce the consumption of raw material. You will receive further information on the recycling of this product from your local community, your communal disposal company or your local dealer.


Warranty

This warranty covers the repair of the product and returning it to you free of charge. It is essential that you send in the product in its original packaging, so do not throw the packaging away.

The warranty does not apply to damage caused by incorrect handling or attempts to repair the unit by people who are not authorised to do so (destruction of the seal on the unit).

Repairs under warranty are only carried out providing you have filled in and returned the enclosed warranty card from the dealer.

Raccordement de l'émetteur de l' *RadioLight* DIR




Le volume de la source sonore (TV, Hi-Fi, lecteur CD...) doit être réglé au moins à 1/3 de la puissance maximale.

2



Les accus doivent être chargés pendant 14 heures avant leur première utilisation. Utilisez uniquement les accus originaux !

Deux accus et un accu factice sont compris dans la livraison.



3

Portée du signal radio

La portée des signaux radio de l'émetteur est de 80 mètres dans des conditions optimales.

Une portée réduite peut être due aux causes suivantes :


- Constructions ou végétation
- Rayonnements parasites d'écrans d'ordinateurs ou de téléphones sans fil. Ceux-ci peuvent même provoquer une interruption de fonctionnement du récepteur.

- La distance de l'émetteur par rapport à des surfaces réfléchissantes comme les sols et les murs a été mal choisie, ce qui fait que l'onde du signal et l'onde réfléchie s'affaiblissent voire même s'annulent mutuellement.
- Des objets métalliques réduisent la portée du fait du blindage métallique.
- Particulièrement dans les zones urbaines, de nombreuses sources de rayonnement sont susceptibles de fausser le signal d'origine.
- Des appareils avec des fréquences de travail similaires se trouvant à une faible distance les uns des autres peuvent également se brouiller mutuellement.

4


Sélecteur de canal


La fréquence de travail de l'émetteur peut être changée avec le sélecteur de canal. Si par exemple des perturbations apparaissent sur le canal A, il est conseillé de changer de canal.



Remarque : Si un autre canal est choisi sur l'émetteur, il faut appuyer sur la touche auto-tune du récepteur stéthoscopique.

Le réglage optimal du récepteur stéthoscopique avec l'émetteur se fait à l'aide de la **touche auto-tune** (stéthoscopique au dos). Si la réception devient moins bonne, il est conseillé d'utiliser la touche auto-tune.



5

potentiomètre de réglage du volume

Réglage du volume sonore au récepteur stéthoscopique.
Le récepteur ne dispose pas d'interrupteur.


Il se met automatiquement en marche lors de sa mise en place.

6

L'Accu

L'accu est à remplacer par un accu rechargé dès que la qualité de réception faiblit ou dès qu'apparaissent des distorsions.

Attention: les accus ne doivent être, ni mis en place avec force, ni inversés.

**7**


Nettoyage du casque stéthoscopique

Les embouts en silicone doivent être régulièrement nettoyés ou remplacés.

Pour cela utilisez l'Hygienic-SET (réf. A-4982-0) qui est proposé en accessoire spécial.

8

Lors de l'utilisation, nous vous conseillons de suivre les indications suivantes :



Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez uniquement un chiffon doux et légèrement humide.

Les sponges salis doivent être remplacés.

Les dommages causés par une non-observation de ces conseils ou par de fortes salissures, ne sont pas couverts par la garantie.

Important

Cet appareil n'est pas protégé contre les projections d'eau.

Ne pas poser d'objet rempli d'un liquide, par exemple un vase, près de l'appareil.

De même, ne pas poser près de l'appareil une source de combustion comme par exemple une bougie allumée.

Spécifications techniques

| | |
|------------------------|---|
| Modulation | FM canal A : 863,5 MHz canal B : 864,0 MHz canal C : 864,5 MHz |
| Bande passante BF | 15 - 20000 Hz |
| Distorsion harmonique | < 1 % |
| Rapport signal/bruit | typ. 60 dB |
| Temps de charge (accu) | environ 14 heures |

Récepteur stéthoscopique

| | |
|-----------------------|------------------|
| Autonomie par accu | environ 3 heures |
| Puissance sonore max. | environ 120 dBA |
| Poids | 47 g |

Emetteur:

| | |
|---------------------------|----------------|
| Puissance absorbée | environ 3,6 VA |
| Alimentation émetteur | 12 V DC |
| Alimentation bloc-secteur | 230 V 50 Hz |
| Poids | environ 200 g |

Sous réserves de modifications technique.

| Pannes | Causes | Remèdes |
|--|--|---|
| Les témoins de charge ne s'allument pas malgré les accus placés dans le logement de recharge de l'émetteur. | Emetteur sans courant du bloc-secteur. | Vérifiez si le bloc-secteur est bien branché dans la prise de courant et à l'émetteur et si la prise de courant n'est pas défectueuse. |
| Le témoin de charge ne s'allume pas malgré un accu placé dans le logement de recharge de l'émetteur du même côté que le témoin de charge. | Pas de contact entre l'accu et le chargeur de l'émetteur. | Vérifiez si l'accu est mis dans le bon sens et entièrement introduit. |
| Le témoin de charge central ne s'allume pas malgré le récepteur stéthoscopique placé dans le logement de rangement et de recharge de l'émetteur. | Pas de contact entre l'accu du récepteur stéthoscopique et le chargeur de l'émetteur. | Vérifiez si l'accu est mis dans le bon sens et entièrement introduit ou s'il est bloqué dans le chargeur de l'émetteur. |
| | Pas d'accu dans le récepteur stéthoscopique. | Placez un accu dans le récepteur stéthoscopique. |
| Le récepteur stéthoscopique ne fonctionne pas. Pas de transmission de son. | L'émetteur n'est pas branché ou pas correctement branché au téléviseur ou à la chaîne Hi-Fi. | Vérifiez les câbles et les branchements entre l'émetteur et le téléviseur ou à la chaîne Hi-Fi. Vérifiez également à l'aide du manuel d'utilisation du téléviseur ou de la chaîne Hi-Fi le branchement correct à la sortie audio. |
| | Le téléviseur ou la chaîne Hi-Fi ne sont pas mis en marche. | |

| Pannes | Causes | Remèdes |
|--|--|---|
| Le récepteur stéthoscopique ne fonctionne pas. Pas de transmission de son. | Pas d'accu dans le récepteur stéthoscopique. | Placez un accu dans le récepteur stéthoscopique. |
| | L'accu dans le récepteur stéthoscopique est vide et non rechargé. | Placez un accu rechargé dans le récepteur stéthoscopique. |
| La transmission du son est mauvaise (grésillements) et perturbée. | Le récepteur stéthoscopique est trop éloigné de l'émetteur. | Rapprochez-vous de l'émetteur |
| | Des interférences peuvent apparaître avec les téléviseurs de 100 Hz si l'émetteur du RadioLight est posé sur celui-ci. | Dans ce cas ne pas placer l'émetteur du RadioLight sur le téléviseur. |
| La transmission subit des distorsions, n'est pas nette et est également perturbée. | L'accu est presque vide. | Remplacez-le par un accu entièrement rechargé. |
| L'accu suffit seulement pour une courte durée. | L'accu n'est pas entièrement rechargé ou est trop vieux. | Remplacez-le par un accu entièrement rechargé ou par un accu neuf. |



Gestion des déchets

Gestion des déchets électriques et électroniques (dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens disposant d'un système de collecte distinct pour cette classe de déchets).

Le symbole sur le produit ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté comme les déchets ménagers ordinaires, mais apporté à un point de collecte pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. En respectant ces règles pour votre équipement usagé, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement et de votre santé. Le non-respect de ces règles pour votre équipement usagé constitue une atteinte à l'environnement et une menace pour votre santé. Le recyclage des matériaux contribue à réduire la quantité de matières premières utilisées. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales compétentes, votre mairie ou le magasin où vous avez effectué votre achat.


Garantie

La garantie comprend la réparation gratuite y compris la réexpédition.

La seule condition est de renvoyer l'article dans son emballage d'origine. Ne le jetez donc pas ! Cette garantie ne s'applique pas pour des dommages occasionnés par une mauvaise manipulation ou encore des tentatives de réparation faites par des personnes n'ayant pas notre agrément (endommagement du cachet signalétique de l'appareil).

Les réparations ne sont effectuées sous garantie que si vous joignez le bon de garantie à l'appareil.

Aansluiting van de RadioLight DIR zender




De volumeregeling van de TV, hifi, CD enz. moet minstens op 1/3 ingesteld worden.

2

Voor ingebruikneming moeten de accu's 14 uren opgeladen worden. Gebruik alleen de originele accu's!

Standaard zijn twee accu's en een laadschachtafdekking (dummy) meegeleverd.

**3**

Radiobereik

De radiosignalen van de zender hebben in optimale omstandigheden een bereik van 80 meter.


Mogelijke oorzaken van een verminderd bereik kunnen zijn:

- Bebouwing of vegetatie
- Stoorstralingen van beeldschermen en mobiele telefoons. Deze kunnen zelfs een uitval van de ontvanger veroorzaken.

- De afstand van de zender tot reflecterende oppervlakken zoals vloeren en muren is ongunstig gekozen, zodat de signalgolf en de reflecterende golf elkaar verzwakken of zelfs uitdoven.
- Metalen voorwerpen verkorten het bereik door de metalen afscherming.
- Met name in stedelijke gebieden zijn er veel stralingsbronnen, die het bronssignaal kunnen vervormen.
- Apparaten met overeenkomstige werkfrequenties, die op korte afstand van elkaar gebruikt worden, kunnen eveneens onderlinge storingen veroorzaken.


4


Kanaalkeuzeschakelaar: Met de kanaalkeuzeschakelaar kan de werkfrequentie van de zender veranderd worden. Treden er b.v. op kanaal A storingen op, dan kan er omgeschakeld worden.



Opmerking: wordt op de zender een ander kanaal ingesteld, dan moet op de kinbeugelontvanger de auto-tune-toets ingedrukt worden.

Met de **auto-tune-toets** (achterkant kinbeugelontvanger) wordt de kinbeugelontvanger optimaal in-gesteld op de zender. De toets moet bij slechter wordende ontvangst ingedrukt worden.



5

volume-instelling

Volume-instelling aan de kinbeugelontvanger.

Geen aan-/uit-schakelaar.


De kinbeugelontvanger schakelt bij het opzetten automatisch in.

6

Accu

Bij verminderde ontvangstkwaliteit of vervormingen moet de accu worden vervangen door een vers opgeladen accu.

Let op: Accu niet met geweld of verdraaid plaatsen!

**7**


Het reinigen van de kinbeugel

De oordoppen moeten bij vervuiling gereinigd of vervangen worden.

Hiervoor is, als speciale toebehoren, de Hygiëneset (best.nr. A-4982-0) te verkrijgen.

8

Neem bij het gebruik van de installatie de volgende aanwijzingen in acht:



Gebruik voor de reiniging alleen een zachte, zuivere, vochtige doek. Bij vervuiling van de hygiëneafdekkingen moeten deze worden vervangen.

Belangrijke informatie

Het apparaat is niet beschermd tegen spatwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op het apparaat. Ook open vuur, zoals bijv. brandende kaarsen, mag in geen geval op het apparaat worden geplaatst.

9

Technische gegevens:

| | |
|------------------|---|
| Modulatiemethode | FM |
| Frequenties | canaal A: 863,5 MHz canaal B: 864,0 MHz canaal C: 864,5 MHz |

| | |
|---|---------------|
| Geluidsfrequentie- overdrachtsbereik | 15 - 20000 Hz |
| Vervormingsfactor | < 1 % |
| Storingsmarge | typ. 60 dB |
| Acculaadtijd | ca. 14 h |

Kinbeugelontvanger:

| | |
|-----------------|-------------|
| Werkingstijd | ca. 3 h |
| Maximaal volume | ca. 120 dBA |
| Gewicht | 47 g |

Zender:

| | |
|---|------------------------------|
| Vermogensverbruik | ca. 3.6 VA |
| Stroomvoorziening, zender troomvoorziening, voedings- eenheid | 12 Volt DC 230 Volt 50 Hz |
| Gewicht | ca. 200 g |

Technische wijzigingen voorbehouden.

| Symptoom | Oorzaak | Oplossing |
|--|--|---|
| Laadcontrolelampjes branden niet – ondanks geplaatste accu in de laadstations van de zender. | Zender is zonder stroom van de voedingseenheid. | Controleer of de voedingseenheid aangesloten is op de contactdoos en op de stekker en of de contactdoos in orde is. |
| Laadcontrolelampje brandt niet – ondanks aan dezelfde zijde geplaatste accu. | Geen contact tussen accu en laadstation in de zender. | Accu's correct en volledig in de zender plaatsen. |
| Middelste laadcontrolelampje brandt niet – ondanks geplaatste kinbeugelontvanger in het laadstation. | Geen contact tussen accu in de kinbeugelontvanger en het laadstation in de zender. | Kinbeugelontvanger aan de correcte zijde en volledig in de zender en het laadstation plaatsen. |
| | In de kinbeugelontvanger is geen accu geplaatst. | Accu in de kinbeugelontvanger plaatsen. |
| Kinbeugelontvanger werkt niet – geen geluidsoverdracht. | Zender is niet of niet correct aangesloten op het televisietoestel of op de hifi-installatie. Televisietoestel of de hifi-installatie is niet ingeschakeld. | Controleer de kabels en plugverbindingen tussen zender en televisietoestel of hifi-installatie. Controleer met behulp van de gebruiksaanwijzing van het televisietoestel of de hifi-installatie of de hoofdtelefoonuitgang correct is geschakeld. |

| Symptom | Oorzaak | Oplossing |
|--|---|---|
| Kinbeugelontvanger werkt niet – geen geluidsoverdracht. | Geen accu in de kinbeugelontvanger | Accu in de kinbeugelontvanger plaatsen. |
| | Accu in de kinbeugelontvanger is leeg of niet opgeladen. | Accu opladen of volledig opgeladen accu plaatsen. |
| De geluidsoverdracht is slecht, ruist of is gestoord. | Geen “visuele verbinding” van de kinbeugelontvanger met de zender of te ver verwijderd van de zender. | Voorzijde van de zender vrijmaken of voorzijde van de zender naar de kinbeugelontvanger richten. Kinbeugelontvanger beter naar de zender richten. |
| | Bij 100 Hz-televisietoestellen kunnen er storingen optreden, wanneer de Radiolight-zender op het televisietoestel geplaatst is. | Let erop, dat de Radiolight-zender niet op het televisietoestel wordt geplaatst. |
| De geluidsoverdracht werkt vervormd en onduidelijk of gestoord | De energie van de accu volstaat alleen nog voor korte tijd. | Accu opladen of volledig opgeladen accu plaatsen. |
| De energie van de accu volstaat alleen nog voor korte tijd. | Accu is niet volledig opgeladen of te oud, daarom niet meer geschikt voor gebruik. | Accu opladen of volledig opgeladen accu plaatsen. |



Verwijdering

Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (toe te passen in de landen van de Europese Unie en andere Europese landen met een eigen inzamelstelsel voor zulke apparaten).

Het symbool op het product en de verpakking wijst erop dat dit product niet als normaal huisafval mag worden behandeld maar op een verzamelpunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch moet worden afgegeven. Door uw bijdrage tot de correcte verwijdering van dit product, beschermt u de het milieu en de gezondheid van uw medemensen. Milieu en gezondheid worden door foute verwijdering in gevaar gebracht. Materiaalrecyclage helpt het verbruik van grondstoffen te reduceren. Meer informatie over de recyclage van dit product krijgt u bij uw gemeente, de communale afvalverwijderingsbedrijven of in de zaak waar u dit product heeft gekocht.

Garantie


Het aankoopbewijs dient daarbij tevens als garantiebewijs.

Indien een apparaat binnen de garantietermijn ter reparatie wordt aangeboden adviseren wij u, om eventuele omruil mogelijk te maken, het apparaat compleet en in de originele verpakking aan te bieden.

Garantie wordt vertrekt indien blijkt dat de storing te wijten is aan fabricagefouten en omvat alle onderdelen en arbeidsloon. Garantie wordt niet verstrekt indien er sprake is van schade door nalatigheid, grove schuld of onoordeelkundig gebruik welke redelijkerwijs zou kunnen zijn voorzien.

Garantie vervalt in ieder geval na het verbreken van het garantiezegel of bij schade welke is veroorzaakt tijdens of na reparatie danwel een poging tot reparatie, door een niet daartoe geautoriseerd persoon of instantie.

Collegamento del trasmettitore *RadioLight* DIR




Il volume di TV, HiFi, CD ecc. deve essere regolato ad almeno 1/3 del volume disponibile.

2

Prima della messa in funzione gli accumulatori devono essere messi in carica per 14 ore. Vi preghiamo di utilizzare esclusivamente accumulatori originali!

Il kit standard di fornitura prevede due accumulatori ed una mascherina del vano di carica (dummy).

**3**

Portata radio:

La portata dei segnali radio del trasmettitore è di 80 m in presenza di condizioni ottimali. Possibili cause di una riduzione di portata:

- fabbricati o vegetazione;
- radiazioni perturbatrici provenienti da schermi e telefoni cellulari, che in casi estremi possono anche mettere fuori uso il ricevitore;
- una distanza inadeguata del trasmettitore da superfici che riflettono le radiazioni, come pavimenti e pareti:


le onde del segnale e le onde riflesse si indeboliscono a vicenda, rischiando addirittura di annullarsi vicendevolmente;

- la schermatura degli oggetti metallici;
- le numerose fonti di radiazione all'interno di zone urbane che potrebbero alterare il segnale d'origine;
- apparecchi con frequenze di lavoro simili e a distanze ridotte l'uno dall'altro i quali potrebbero disturbarsi reciprocamente.

4


Selettore di canale:


il selettore di canale permette di modificare la frequenza di lavoro del trasmettitore. Se, per esempio, il canale A è disturbato, si possono utilizzare i canali B o C.



Nota: premere il tasto Auto-Tune del ricevitore stetoscopico, quando si imposta un altro canale sul trasmettitore.

È possibile regolare con precisione il ricevitore stetoscopico sul trasmettitore utilizzando il **tasto Auto-Tune** (ricevitore stetoscopico posteriore). Azionare il tasto nel momento in cui inizia a peggiorare la ricezione.



5

Volume del ricevitore

Inpostazione del volume sul ricevitore stetoscopico.

Solo interruttore di spegnimento.


Il ricevitore stetoscopico si accende automaticamente al momento dell' utilizzo.

6

L'accumulatore

Se la qualità di ricezione non è buona o sono presenti distorsioni, l'accumulatore deve essere sostituito con uno recentemente caricato.

Attenzione: l'accumulatore non deve essere inserito storto o con forza!


**7**

Pulizia sul stetoscopico

In presenza di sporcizia sulle coperture igieniche, si deve provvedere alla loro pulizia o sostituirlo, utilizzando il set apposito che viene offerto come accessorio opzionale (no. d'ordine A-4982-0).

8

Vi preghiamo di osservare le seguenti avvertenze durante l'impiego del sistema:



Effettuare la pulizia del sistema utilizzando esclusivamente panni morbidi, puliti e leggermente bagnati. In presenza di sporcizia i cappucci igienici devono essere sostituiti.

Avviso importante

Questo prodotto non è protetto dagli schizzi. Non appoggiare contenitori di liquidi (ad esempio un vaso da fiori), né fiamme libere (ad esempio una candela) nelle vicinanze del prodotto.

Dati tecnici:

| | |
|------------------------------|---|
| Modulazione di fase | FM |
| Frequenze | canale A: 863,5 MHz canale B: 864,0 MHz canale C: 864,5 MHz |
| Campo di trasmissione audio | 15 - 20000 Hz |
| Fattore di distorsione | < 1 % |
| Distanza di disturbo | normalmente 60 dB |
| Tempo di carica accumulatori | circa. 14 ore |

Ricevitore stetoscopico:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Durata di funzionamento | circa 6 ora |
| Volume massimo | circa 120 dBA |
| Peso | 47 g |

Trasmettitore:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Potenza assorbita | circa 3.6 VA |
| Alimentazione, trasmettitore | 12 Volt DC |
| Alimentazione, alimentatore | 230 Volt 50 Hz |
| Peso | circa 200 g |

Ci riserviamo di effettuare modifiche tecniche.

| Difetto | Causa | Rimedio |
|---|---|---|
| Le spie di controllo carica non si accendono, nonostante l'inserimento degli accumulatori nelle stazioni di ricarica del trasmettitore. | Il trasmettitore non è alimentato dall'alimentatore. | Controllate che l'alimentatore sia inserito nella presa di casa e nel connettore e che la presa funzioni correttamente. |
| La spia di controllo carica non si accende, nonostante l'inserimento degli accumulatori sullo stesso lato. | Non c'è contatto tra l'accumulatore e la stazione di ricarica del trasmettitore. | Inserire e completamente e completamente gli accumulatori nel trasmettitore. |
| La spia centrale di controllo carica non si accende, nonostante il ricevitore stetoscopico sia inserito nella stazione di ricarica. | Nessun contatto tra l'accumulatore nel ricevitore stetoscopico e la stazione di ricarica nel trasmettitore. | Inserire completamente e dal lato corretto il ricevitore stetoscopico nel trasmettitore e nella stazione di ricarica. |
| | Nel ricevitore stetoscopico non è stato inserito l'accumulatore. | Inserire l'accumulatore nel ricevitore stetoscopico. |
| Il ricevitore stetoscopico non funziona, assenza di trasmissione audio. | Il trasmettitore non è collegato o non è correttamente collegato al televisore o all'impianto HiFi. | Verificate i cavi ed i connettori del trasmettitore ed del televisore o all'impianto HiFi. Utilizzando le istruzioni per l'uso del televisore o dell'impianto HiFi verificate che l'uscita delle cuffie sia correttamente attivata. |
| | Il televisore o l'impianto HiFi non sono accesi. | |

| Difetto | Causa | Rimedio |
|---|--|--|
| Il ricevitore stetoscopico non funziona, assenza di trasmissione audio. | L'accumulatore non è inserito nel ricevitore stetoscopico. | Inserire l'accumulatore nel ricevitore stetoscopico. |
| | L'accumulatore inserito nel ricevitore stetoscopico è scarico o non è ricaricato. | Mettere in carica l'accumulatore o inserire un accumulatore completamente ricaricato. |
| La trasmissione audio non è buona, presenza di rumori o disturbi. | Il ricevitore è troppo lontano dal trasmettitore. | Avvicinare il ricevitore stetoscopico al trasmettitore. |
| | La presenza del trasmettitore RadioLight sulle televisioni da 100 Hz può disturbare il loro funzionamento. | Non appoggiare pertanto il trasmettitore sulla televisione. |
| La trasmissione audio è distorta e poco chiara oppure è disturbata. | La carica dell'accumulatore è quasi esaurita. | Mettere in carica l'accumulatore od inserire un accumulatore completamente ricaricato. |
| La carica dell'accumulatore si esaurirà a breve. | L'accumulatore non è completamente ricaricato o è troppo vecchio, perciò non più funzionante. | Caricare l'accumulatore o inserire un accumulatore completamente ricaricato o uno nuovo. |



Smaltimento

Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (norme da osservare nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei nei quali sia prevista la raccolta separata di questo tipo di apparecchiature).

Il simbolo riportato sul prodotto o sulla confezione indica che il telefono non deve essere smaltito attraverso i normali canali di smaltimento dei rifiuti domestici ma portato a un centro di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il corretto smaltimento dell'apparecchio telefonico rappresenta un contributo attivo alla protezione dell'ambiente e della salute dei cittadini. Al contrario, uno smaltimento non corretto costituisce un pericolo per l'ambiente e la salute dei cittadini. Il riciclaggio dei materiali contribuisce a ridurre l'utilizzo delle materie prime.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto rivolgersi alle autorità locali, al Comune o al negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.


Garanzia

RadioLight DIR ha un funzionamento estremamente sicuro. Se si dovessero però presentare dei guasti, nonostante la si sia montata ed utilizzata correttamente, contattare il rivenditore specializzato o rivolgersi direttamente al produttore.

La prestazione di garanzia comprende la riparazione gratuita e la spedizione di ritorno gratuita dopo che è stata inviata anche la confezione originale, che deve pertanto essere conservata.

La garanzia perde validità in caso di danni provocati da un utilizzo improprio o da tentativi di riparazione da parte di persone non autorizzate (distruzione del sigillo di garanzia).

Conexión del emisor *RadioLight* DIR




El control del volumen del televisor, Hi-Fi, CD, etc. debería ajustarse en 1/3 como mínimo.

2

Antes de la puesta en funcionamiento, los acumuladores deberán cargarse por 14 horas. ¡Le rogamos utilizar únicamente los acumuladores originales!

El volumen de entrega estándar incluye dos acumuladores y una tapa para la caja de carga (elemento simulado).

**3**

Cobertura:

El alcance de las radioseñales de los emisores está dimensionada en 80 m bajo condiciones óptimas.

Posibles causas de un alcance reducido podrían ser:


- Construcciones o vegetación
- Radiaciones perturbadoras de pantallas y teléfonos móviles; éstas incluso pueden causar un paro del receptor.

- Se ha elegido una distancia del emisor desfavorable hacia superficies que reflejan radiaciones como pisos y paredes; de tal manera que la onda de señales y la onda reflejada se atenuan o incluso se extinguen una a la otra.
- Objetos metálicos reducen la cobertura mediante apantallamiento metálico.
- Sobre todo en zonas urbanas hay muchas fuentes de radiación que pueden perturbar la señal original.
- Aparatos con frecuencias de trabajo similares que se encuentran demasiado cerca también pueden perturbarse uno al otro.

4


Selector de canales:

Con el selector de canales se puede cambiar la frecuencia de trabajo del emisor. Si por ej. se presentaran interferencias en el canal A, se podría cambiar al canal B o C.




Nota: Si en el emisor se ajusta otro canal, se deberá presionar la tecla Auto-Tune del receptor de arco bajo la barbilla.

Con la **tecla Auto-Tune** (de la parte posterior) el receptor de arco bajo la barbilla se adapta de manera óptima al emisor. Esta tecla se debería activar cuando la recepción deteriora.



5



Ajuste del volumen

Ajuste del volumen en el receptor de arco bajo la barbilla.
No es conector/ desconector.


El receptor de arco bajo la barbilla se conecta automáticamente al ponerlo.

6

El acumulador

Con una disminución de la calidad de recepción o con distorsiones se debería intercambiar el acumulador por uno recién cargado.

Atención: ¡No introducir el acumulador por fuerza o del lado incorrecto!



7


Limpieza de los arcos bajo la barbilla

Las cubiertas higiénicas que forman parte del volumen de entrega los auriculares deberían limpiarse o cambiarse si están sucias.

Utilice para ello el juego de higiene que ofrecemos como accesorio especial (nº de pedido A-4982-0).

8

Le rogamos observar las siguientes indicaciones al utilizar el sistema:



Favor de limpiar únicamente con un trapo suave, limpio y ligeramente húmedo. Con ensuciamiento de las cubiertas higiénicas, éstas se deberían recambiar.

Aviso importante

Este producto no está protegido contra derrames o salpica-duras accidentales de agua. No coloque recipientes con agua (como por ejemplo floreros) ni objetos que produzcan una llama viva (tales como velas encendidas) encima o cerca del producto.

Datos técnicos:

| | |
|---|--|
| Método de modulación | FM |
| Frecuencias | Canal A: 863,5 MHz Canal B: 864,0 MHz Canal A: 864,5 MHz |
| Gama de transmisión de audiofrecuencia | 15 - 20000 Hz |
| Coefficiente de distorsión no lineal | < 1 % |
| Relación señal/ruido | típ. 60 dB |
| Tiempo de carga del acumulador | aprox. 14 h |

Receptor de arco bajo la barbilla:

| | |
|--------------------------|----------------|
| Tiempo de funcionamiento | aprox. 6 h |
| Volumen máximo | aprox. 120 dBA |
| Peso | 47 g |

Emisor:

| | |
|--|---------------|
| Consumo de potencia | aprox. 3.6 VA |
| Suministro de corriente, emisor | 12 V DC |
| Suministro de corriente, bloque de alimentación | 230 V 50 Hz |
| Peso | aprox. 200 g |

Salvo modificaciones técnicas.

| Síntoma | Causa | Remedio |
|---|--|---|
| Las lámparas indicadoras de la carga no están iluminadas a pesar de que los acumuladores están metidos en las estaciones de carga del emisor. | El emisor no recibe corriente del bloque de alimentación. | Controlar si el bloque de alimentación está conectado en el enchufe doméstico y en la clavija, y si el enchufe funciona. |
| La lámpara indicadora de la carga no está iluminada a pesar de que hay acumulador metido del mismo lado. | No hay contacto entre inserto de acumuladores y estación de carga en el emisor. | Introducir los acumuladores de manera correcta y completa en el emisor. |
| La lámpara indicadora de carga central no está iluminada a pesar de que el receptor de arco bajo la barbilla está metido en la estación de carga. | No hay contacto entre inserto de acumuladores en el receptor de arco bajo la barbilla y la estación de carga en el emisor. | Introducir el receptor de arco bajo la barbilla del lado correcto y completamente en el emisor y la estación de carga. |
| | No se ha metido el inserto de acumuladores en el receptor de arco bajo la barbilla. | Introducir el inserto de acumuladores en el receptor de arco bajo la barbilla. |
| El receptor de arco bajo la barbilla no funciona; no hay transmisión de sonido. | El emisor no está conectado o no está conectado correctamente en el televisor o en el sistema Hi-Fi. | Comprobar los cables y las conexiones de enchufe entre el emisor y el televisor o el aparato Hi-Fi. |
| | El televisor o el sistema Hi-Fi no están conectados. | Con ayuda de las instrucciones de servicio del televisor o del aparato Hi-Fi, comprobar si la salida para auriculares está conmutada correctamente. |

| Síntoma | Causa | Remedio |
|---|---|---|
| El receptor de arco bajo la barbilla no funciona; no hay transmisión de sonido. | No hay inserto de acumuladores en el receptor de arco bajo la barbilla. | Introducir el inserto de acumuladores en el receptor de arco bajo la barbilla. |
| | El inserto de acumuladores en el receptor de arco bajo la barbilla está vacío o no se ha cargado. | Cargar el inserto de acumuladores o meter un inserto de acumuladores completamente cargado. |
| La transmisión de sonido es mala, está perturbada o hay ruido. | La distancia entre ambos es demasiado grande. | Orientar el receptor de arco bajo la barbilla más cerca al emisor. |
| | En aparatos de televisión de 100 Hz pueden producirse interferencias estando el emisor RadioLight posicionado sobre el aparato de televisión. | Tenga cuidado de que el emisor RadioLight no se coloque sobre el aparato de televisión. |
| La transmisión de sonido parece distorsionada y no clara o perturbada. | La energía del inserto de acumuladores está casi consumida. | Cargar el inserto de acumuladores o meter un inserto de acumuladores completamente cargado. |
| La energía del inserto de acumuladores ya sólo alcanza para tiempos cortos. | El inserto de acumuladores no está cargado completamente o está demasiado viejo, por lo que ya no está en condiciones de servicio. | Cargar el inserto de acumuladores o meter un inserto de acumuladores completamente cargado resp. uno nuevo completamente cargado. |



Eliminación

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados (a respetar en los países de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema de recogida independiente de este tipo de equipos).

El símbolo que aparece en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe eliminar junto con el resto de desechos, sino que debe llevarse a un centro de recogida de residuos para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Desechando estos equipos correctamente contribuye de manera importante a la protección del medio ambiente y a su salud. Desechar estos equipos incorrectamente pone en peligro el medio ambiente y su salud. El reciclaje del material ayuda a reducir la cantidad de materias primas utilizadas. Para más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, su ayuntamiento o la tienda en la que compró el producto.

Garantie

El RadioLight DIR presenta una gran seguridad efectiva de funcionamiento. En caso de que, a pesar de haberse montado y operado de forma adecuada, se presenten fallos, le rogamos contactar su establecimiento especializado o directamente el fabricante.

La prestación bajo garantía incluye la reparación gratuita al igual que la expedición de retorno. Requisito indispensable para ello es la expedición del embalaje original; por lo que le rogamos no desechar éste.

La garantía expira con daños causados por tratamiento incorrecto o intentos de reparación por personas no autorizadas (destrucción del sello del aparato). Reparaciones de garantía sólo se ejecutan si se remite la tarjeta de garantía rellena por el comerciante especializado resp. el certificado de garantía. En todo caso se deberá indicar el número de aparato.

D

Germany

Humantechnik GmbH

Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein
Tel.: 0 76 21/ 9 56 89-0
Fax.: 0 76 21/ 9 56 89-70

CH

Switzerland

Humantechnik GHL AG

Rastatterstrasse 9
CH-4057 Basel
Tel.: 0 61/ 6 93 22 60
Fax.: 0 61/ 6 93 22 61

A

Austria
Eastern Europe

Humantechnik Austria

Sicklinger & Partner KEG
Wagnitzer Strasse 29
A-8401 Kalsdorf b. Graz
Tel./Fax.: ++43 3135/ 5 62 87

F/B

France
Belgium

SMS

Audio Electronique S.à.r.l.

138, Grand' Rue
F-68170 Rixheim
Tel.: ++33-3 89 44 14 00
Fax.: ++33-3 89 44 62 13

**For other service-partners
in Europe please contact:**

Humantechnik Germany

Tel.: ++49-76 21-9 56 89-0
Fax.: ++49-76 21-9 56 89-70
Internet: www.humantechnik.com
e-mail: info@humantechnik.com



HUMANTECHNIK