

Maakt u zich zorgen dat een slechthorend familielid of collega bij onraad niet adequaat gewaarschuwd wordt? Mist u soms een telefoonoproep of bezoek aan de deur? Wilt u op tijd opstaan maar hoort u een traditionele wekker niet goed genoeg? Kies dan voor een wek- en waarschuwingsooplossing van Hoorexpert! Blijf veilig, bereikbaar en geniet van onafhankelijkheid.

Tot 100% vergoed!



Uw systeem kan volledig worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Vraag uw hoorzorgspecialist naar de voorwaarden of neem contact met ons op.

Waar dan ook, zelfs op reis

Hoorexpert wek- en waarschuwingsooplossingen worden in uiteenlopende situaties gebruikt, niet alleen thuis. Onderdelen uit deze series kunnen gebruikt worden bij werkplekaanpassingen, medische alarmering of maatwerkoplossing elders.

Losse (reis)wekkers of melder-sets met luid alarm en/of trilunit bieden uitkomst voor doven, slechthorenden maar ook voor mensen die behoorlijk diep slapen. Ook op (zaken)reis. Met de keuze uit verschillende sets bieden wij een oplossing voor iedere gebruiker.

Hoorexpert is een gespecialiseerd en gecontracteerd audiologisch leverancier

Wij adviseren over, leveren, installeren en onderhouden uiteenlopende hooroplossingen, hulpmiddelen en zorgmaterialen. Dit doen wij middels een directe samenwerking met vrijwel alle Nederlandse audiciens, zorgverzekeraars en zorgprofessionals zodat onze eindgebruikers optimaal geholpen worden.

Wij verzorgen ook toegepaste communicatie-, toegankelijkheids- en veiligheidsmiddelen voor op het werk en in openbare gebouwen zoals scholen, kerken, theaters, musea, toeristische attracties en overheidsinstellingen.

Dankzij onze expertise, uitgebreide productrange en mensgerichte service kunnen wij eigentijdse, maatschappelijk verantwoorde hoorzorg bereikbaar maken voor iedereen die dat nodig heeft.

Hoorexpert Ontzorgt!

Gildenstraat 30, 4143 HS Leerdam

+31 (0)345 63 23 93

WhatsApp: +31 6 81049781

info@hoorexpert.nl

www.hoorexpert.nl



WEK- & WAARSCHUWING

- een gerust gevoel -



Met de wek- en waarschuwingssystemen van Hoorexpert bent u verzekerd van adequate alarmering, toegespitst op uw eigen behoeften, waar u ook bent.

Onze wek- en waarschuwingso oplossingen maken geluidssignalen zoals rookmelders, deurbel of de wekker luider, zichtbaar of voelbaar door middel van speciale zenders en ontvangers. Deze systemen kunnen geheel ingericht worden naar uw specifieke situatie, net wat u prettig vindt. Uw systeem wordt eenvoudig geïnstalleerd door een bekwame Hoorexpert monteur, veelal binnen een half uur.

Uitgebreide functies

Onze wekkers zijn voorzien van:

- dimbaar display
- luid alarm (volume instelbaar)
- verschillende geluiden per signaalbron (ook uit te schakelen)
- heldere LED flitslamp (ook uit te schakelen)
- lampjes met symbolen per signaalbron
- trilschijf
- 12/24 uur weergave
- snooze functie
- inclusief back-up batterij

Ontvangers - zo veel opties!

Omdat geen mens hetzelfde is hebben we verschillende ontvangers ontwikkeld. U kunt kiezen uit de mobiele flitslamp met 360 graden lichtflits en verschillende alarmgeluiden, flitslampen voor in het stopcontact, alarmering via de smartphone, tablet of een oplaadbare trilontvanger die aan de kleding kan worden bevestigd. Alle ontvangers geven via kleine gekleurde lampjes en symbolen aan om welke melding het gaat. Voor 's nachts ontvangt u een wekker met trilschijf.

Veiligheid voorop

Vanaf juli 2022 zijn rookmelders verplicht op iedere bewoonde verdieping van een huis. Onze rook-, brand- en koolmonoxidemelders werken perfect met uw wek- en waarschuwingssysteem zodat u tijdig gewaarschuwd wordt via uw ontvangers.

Overall ter wereld

Een zogeheten gateway kan ook worden gekoppeld met het systeem. Het nieuwste model - geïntegreerd in een 360 graden flitslamp - geeft alle zendersignalen door via internet aan één of meerdere smartphones naar keuze. Waar die telefoons zich ook bevinden. De gateway detecteert middels Bluetooth wanneer een oproep binnenkomt op die gekoppelde smartphone(s) en geeft dit vervolgens door aan het wek- en waarschuwingssysteem.

Gebruikt u een smartphone?

De i-Bell is een handige standaard voor uw telefoon die meldingen duidelijk zichtbaar maakt via een heldere flitslamp. De i-Bell kan los gebruikt worden, maar is ook te koppelen aan ons wek- en waarschuwingssysteem zodat u op alle ontvangers een melding krijgt als u gebeld wordt.



informatiefilm

