

Amplificateur d'écoute · Gehoorversterker

# CRESCENDO 50




**Bien entendre  
pour discuter  
en toute  
confiance**

CRESCENDO 50, l'amplificateur d'écoute universel : être simplement «tout ouïe» quand vous le souhaitez.

***Goed verstaan,  
zelfbewust  
meepraten.***

CRESCENDO 50, de universele gehoorversterker: gewoon »één en al oor zijn« als het erop aan komt.





Quelle que soit la situation, votre amplificateur d'écoute universel **CRESCENDO 50** « rapproche » les sons de manière significative : au cours d'une conversation, pour suivre des émissions radio ou télévisées ou dans le cadre de manifestations.

In welke situatie u de universele gehoorversterker ook gebruikt – de **CRESCENDO 50** brengt u altijd dicht bij het gesproken woord: voor gesprekken, TV- of radio-uitzendingen of evenementen.

Un mot qui résonne près de votre oreille est beaucoup plus facile à comprendre.

Le microphone de votre **CRESCENDO 50** capte les sons de votre environnement. Deux potentiomètres faciles à utiliser vous permettent de régler sans à-coups le volume et le son à votre convenance. Le son vous parvient directement au niveau des oreilles grâce à un casque stéthoscopique léger et confortable, ce qui améliore considérablement votre compréhension.

Autre caractéristique permettant d'améliorer votre confort : Votre amplificateur d'écoute **CRESCENDO 50** restitue également les

signaux des amplificateurs de boucles magnétiques, par exemple dans les églises ou dans les salles de conférences.

#### Le set CRESCENDO 50

- CRESCENDO 50
- Casque stéthoscopique léger
- Clip de ceinture et tour du cou
- 2 piles 1,5 V pour 75 heures d'autonomie

Het woord dat bij uw oor weerklinkt, is gemakkelijker te verstaan.

De microfoon van uw **CRESCENDO 50** neemt het geluid van de omgeving op. Met eenvoudig te bedienen regelaars stelt u uw persoonlijke volume en de gewenste klank in. U ontvangt het

geluid via een vederlichte headset direct in het oor, waardoor u alles prima verstaat.

Een andere comfortabele functie: uw gehoorversterker **CRESCENDO 50** geeft ook de signalen van ringleidingversterkers weer – bijvoorbeeld in kerken of zalen.

#### De CRESCENDO-50-set

- CRESCENDO 50
- vederlichte headset
- Riemclip en halskoord
- 2 x 1,5 V batterijen voor een bedrijfsduur van 75 uur

#### Accessoires spéciaux Speciale accessoires:



#### Crescendo 50 (A-4202-0): données techniques / technische gegevens

Dimensions (mm) / Afmetingen (mm):	H: 26 x l: 62 x P: 95	h: 26 x b: 62 x d: 95
Couleur / Kleur:	argent, gris	zilver, grijs
Poids / Gewicht:	110 g	110 g
Alimentation / Stroomvoorziening:	2 piles 1,5 V	2 x 1,5 V batterijen
casque stéthoscopique / stethoscoopmodel hoofdtelefoon:	avec câble de 1 m	met snoer van 1 m

#### Accessoires / Speciale accessoires

- 1 (A-4903-0) **Casque stéthoscopique** ergonomique adapté à la forme de l'oreille (s'insère dans le conduit auditif) / **headset** met ergonomische oorpasvorm (past zich aan de gehoorgang aan)
- 2 (A-4905-0) **Casque d'écoute classique / klassieke hoofdtelefoon**
- 3 (A-4921-0) **Boucle magnétique** pour transmission par induction vers des contours d'oreille / **Telelus** voor inductieve transmissie naar aho-hoorapparaten
- 4 (A-4904-0) **Écouteurs discrets / discrete oortelefoon**

**SMS**  
SMS Audio Electronique S.a.r.l.

**HOOR**  
expert

**HUMANTECHNIK**

Votre audioprothésiste vous conseille avec plaisir  
Uw hoorapparatspecialist geeft u uitgebreid en competent advies