

## HIGHLIGHTS

- Dynamic Sound HS
- 5 unieke geluidsprofielen
- LED indicatie
- Automatisch verbinden tussen zender en ontvanger
- Uit te breiden met meerdere ontvangers


## SPECIFICATIES

- Balansregelaar
- Volumeregelaar
- Automatische aan- en uitschakeling
- Digitale en analoge aansluiting
- Gebruiksduur van de accu tot max. 9 uur

## LEVEROMVANG

- Zender
- Ontvanger
- Accu
- Aansluitsnoeren
- Voeding
- Gebruiksaanwijzing

Uw audicien



## Earis tv-systeem

HOOR  
expert

Hear Solutions AUDIOropa



HOOR  
expert

Hear Solutions AUDIOropa

## EARIS TV-HOORSYSTEEM

De Earis opent een volledig nieuwe dimensie voor slechthorenden voor wat betreft het ervaren van speelfilms, spraak en muziekprogramma's op televisie. Het geluid wordt altijd dynamisch berekend aan de hand van de persoonlijke instellingen. Het volume kan met behulp van een grote draaiknop worden ingesteld tot 122 dB (A).

### Uniek aan de Earis TV systemen

De Earis TV systemen zijn speciaal ontwikkeld voor mensen met een hoorprobleem. Speciale onderzoeken hebben er toe geleid dat er 5 geluidsprofielen toepasbaar zijn bij verschillende vormen van slechthoerendheid. De digitale techniek in de Earis zorgt, door middel van Dynamic Sound bewerking, dat deze 5 voor-gedefinieerde geluidsprofielen continu aangepast worden voor een optimale geluidswaergave. Het door u gekozen geluidsprofiel geeft u dan ook een optimale hoorbeleving en de best mogelijke spraakverstaanbaarheid, waardoor u weer van uw favoriete TV-programma kunt genieten.

### HIGHLIGHTS

- Dynamic Sound HS
- 5 unieke geluidsprofielen
- LED indicatie
- Automatisch verbinden tussen zender en ontvanger
- Uit te breiden met meerdere ontvangers



De Earis sets zijn verkrijgbaar met een halsringleiding of een kinbeugelontvanger. De batterij is gemakkelijk te vervangen en er kan, indien gewenst, gebruik worden gemaakt van een back-up batterij. Het systeem is uit te breiden met meerdere ontvangers.

### KINBEUGELONTVANGER

Het Earis ontwerp is zo gemaakt, dat het extra comfortabel is in het dagelijks gebruik. De luidsprekerarmen zijn stevig en de oordopjes zijn gedraaid voor een perfecte aansluiting in de oren. Daarnaast activeren de luidsprekerarmen ook de ontvanger wanneer deze wordt gebruikt, zodat de gebruiker zich geen zorgen hoeft te maken over het in- of uitschakelen van de ontvanger.



### SPECIFICATIES

- Balansregelaar
- Volumeregelaar
- Automatische aan- en uitschakeling
- Digitale en analoge aansluiting
- Gebruiksduur van de accu tot max. 9 uur



### HALSRINGLEIDING

Earis biedt naast de kinbeugel ook een hals-ringleiding aan, voor de mensen die de hoortoestellen in willen houden tijdens het tv kijken. De lus wordt om de nek gedragen en heeft een draadloze verbinding vanaf de tv naar de hoortoestellen met ringleiding "T" stand. Net als op de kinbeugel zit er ook een volumeregelaar op deze ontvanger. Hiermee zet u het geluid harder of zachter, zonder dat de omgeving daar last van heeft. De nek-lus is bij de ontvanger inbegrepen. Er kunnen ook andere accessoires zoals hoofdtelefoons of oortelefoons worden gebruikt. De ontvanger kan met behulp van de clip op de achterzijde op kleding worden bevestigd. Met een oogje in de ontvanger kan hij worden gedragen aan een draag-koord.